



Nombre del paciente

Fecha

Dispositivo

OrthoApnea NOA

OrthoApnea Classic

Mediciones del paciente

Ejemplo

Máxima retrusión -4 mm

Máxima protrusión 6 mm

Rango de avance $| -4 | + 6 | = 10$ mm

Starting point (SP) 60% de 10 = 6 -> - 4 + 6 = +2 mm

Desvío de la línea media en oclusión

A la derecha A la izquierda / No

Desvío de la línea media en protrusión

A la derecha A la izquierda / No

Diseño de OrthoApnea NOA Opcional

Dimensión vertical

Distancia mínima entre las cúspides posteriores: 3mm.

Registro

Mínima

Tipo de secuencia

Las medidas indicadas son respecto del SP. Pueden indicarse en "mm" o en "%".

Estándar -1 SP +1 +2

Individualizada SP

Férulas adicionales

Limitación de apertura

Rango de 0 a 12 mm. Por defecto: 7 mm.

Lateralidad

Rango de 0 a 5 mm. Por defecto: 4 mm.

Bandas

Superior



Inferior



Configuración

Apertura frontal



Ganchos



Acabado


Festoneado



Mixto



Observaciones



Marcar los dientes donde se desea aliviar la retención