



Nom du patient

Date

OAM

OrthoApnea NOA

OrthoApnea Classic

Mesures du patient

Exemple

Rétrusion maximale -4 mm

Protusion maximale 6 mm

Marge d'avancement $|-4| + |6| = 10$ mm

Starting point (SP) 60% de 10 = 6 -> -4 + 6 = +2 mm

Déviation de la ligne médiane dentaire en occlusion

A droite A gauche / Aucune

Déviation de la ligne médiane dentaire en protusion

A droite A gauche / Aucune

Paramètres de configuration de l'OAM NOA Facultatif

Dimension verticale Distance minimale entre les cuspidés postérieures: 3mm. Selon l'enregistrement Minimum possible

Type de séquence d'avancement Mesures indiquées par rapport au SP. Peuvent être indiqués en "mm" ou "%". Standard -1 SP +1 +2 Personnalisée SP Gouttières supplémentaires

Limite d'ouverture de OAM Allant de 0 - 12mm. Par défaut: 7mm.


Latéralité Allant de 0 - 5mm. Par défaut: 4mm.

Bagues buccales Supérieur Inférieur

Paramètres Ouverture Antérieure Crochets

Conception des gouttières Echancrées Mixtes

Observations



Marquez les dents où vous souhaitez atténuer la rétention