



OrthoApnea Classic

Controle de lateralidade, avanço e abertura num único dispositivo

O OrthoApnea Classic é um dispositivo de avanço mandibular composto por duas goteiras personalizadas unidas por um sistema de ajuste central que permite um avanço confortável e controlado da mandíbula que aumenta o tônus muscular ao nível da via aérea.

Os dispositivos de avanço mandibular são indicados para pacientes com apneia obstrutiva do sono leve, moderada e grave, intolerantes a outros tratamentos. Eles também são indicados para pacientes com ronco.

Seu uso é contraindicado em pacientes com apneia central do sono, outras doenças respiratórias, patologias periodontais avançadas e em pacientes menores de 18 anos.

A regulação do avanço mandibular é realizada acionando o parafuso no sentido horário para aumentar o avanço mandibular e no sentido anti-horário para diminuí-lo.

As goteiras são feitas de material acrílico para próteses dentárias e um parafuso médico de titânio.

A solicitação do aparelho OrthoApnea Classic é feita através da nossa plataforma online apneadock.com que permite a gestão e acompanhamento dos tratamentos através de um fluxo totalmente digital.



Características

OrthoApnea Classic



Lateralidade

- Liberdade de movimento lateral até 24mm.
- Compensação do desvio da linha média. A amplitude de lateralidade significa que o desvio da linha média não afeta tanto na oclusão quanto no movimento de abertura e avanço.

Abertura

- Abertura até 12 mm.
- Abertura frontal para facilitar a respiração.
- Ótima oclusão entre as goteiras.

Avançar

- Sistema central de regulagem de avanço por parafuso.
- Mecanismo de manivela reversa. Maior progresso com a abertura.
- Regulagem avançada de até 10 mm.
- Sistema preciso, a cada 3 voltas você 1mm.



Personalizado

Fabricado a partir de modelos dentários do paciente.



Mecanismo de ação

Fabricado com material de duas camadas, rígido por fora e macio por dentro para maior conforto.



Certificações

- Marcação CE.
- FDA-K203477.
- ISO13485.

OrthoApnea

Fluxo de trabalho



1. Impressões

Faça uma impressão ou digitalização intraoral da arcada superior e inferior.

Faça o registo da mordida na posição de avanço mandibular.



2. Solicitação de tratamento

Aceder a www.apneadock.com e solicitar tratamento.



3. Produção e envio

O dispositivo é concebido e fabricado por um processo CAD/CAM a partir das fichas e do pedido efectuado na Apneadock.

Após um controlo de qualidade rigoroso, o dispositivo é enviado para a clínica.